



Kajetany, 12 maja, 2020 r.

### Informacja

Spółka 3M Poland z siedzibą w Kajetanach, al. Katowicka 117, niniejszym informuje, że Wytwórca urządzeń do ogrzewania pacjenta 3M™ Bair Hugger™ modele 550 i 750 ponad 10 lat temu wycofał z produkcji wyżej wymienione modele oraz zgodnie z wymogami obowiązującej Dyrektywy o Wyrobach Medycznych nie zapewnia części zamiennych do ich naprawy w chwili obecnej.

W chwili obecnej oferowane są 2 nowsze modele urządzeń do ogrzewania pacjenta 3M™ Bair Hugger™: model 775 i model 675.

Firma Lafayette Validation Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Puławska 233 lok. E, 02-715 Warszawa; e-mail: [service@lafayette.com.pl](mailto:service@lafayette.com.pl); tel. +48 530 544 654; [www.lafayette.com.pl](http://www.lafayette.com.pl) jedyny autoryzowany serwis urządzeń medycznych 3M w Polsce, posiada ograniczoną ilość części zamiennych do modelu 750 i przez krótki okres będzie w stanie dokonywać napraw i przeglądów tego modelu. Informacja na ten temat dostępna bezpośrednio w serwisie.

Wytwórca urządzeń do ogrzewania pacjenta 3M™ Bair Hugger™ wskazuje na konieczność dokonywania wymiany filtrów powietrza przynajmniej raz w roku (lub po upływie 500 godzin pracy urządzenia)

Przemysław Lenartowicz  
Scientific Affairs & Education Leader  
Medical Solutions Division  
3M Poland Sp. z o.o.